

**NL KENMERKEN:** Dit is een all-in-one lensvloeistof met hyaluronzuur geschikt voor alle types zachte contactlenzen met een antibacteriële en proteïne verwijderende actie. Dankzij hyaluronzuur biedt de formule een unieke evenwicht tussen effectieve antibacteriële werking, superieur comfort en langdurige hydratatie. **AANWIJZING:** De lensvloeistof is geschikt voor het reinigen, spoelen, desinfecteren, bewaren en hydrateren van alle zachte contactlenzen. **GEBRUIKSAANWIJZING:** Was & droog uw handen alvorens contactlenzen te manipuleren. Neem uw lenzen een voor een uit en plaats ze in de palm van uw hand. Om verwarving te vermijden, start steeds met dezelfde lens. Voeg er voldoende lensvloeistof aan toe om de lens grondig te bevochtigen. Wrijf dan 10-15 seconden op beide zijden zacht op de lens met uw vinger. Spoel deze grondig af met lensvloeistof om alle neerslag grondig te verwijderen. Plaats deze in de lenshouder en vul deze met verse lensvloeistof tot aan de doseringslijn en sluit zorgvuldig. Herhaal dit proces voor de andere lens en laat de lenzen in de oplossing voor tenminste 4 uur of gedurende de nacht ondergedompeld. Spoel de lens met lensvloeistof alvorens ze op het oog te plaatsen. Spoel de lenzen met fysiologische zoutoplossing in het geval van zeer gevoelige ogen of allergieën. **VOORZORGSMAATREGELEN:** Herhaal de reiniging, en ververs de vloeistof indien u de lenzen langer dan 7 dagen in de vloeistof bewaart. Maak geen gebruik van het product als de verzegeling gebroken is voor het eerste gebruik of na de vervaldatum. Sluit de fles na elk gebruik zorgvuldig. Gooi alle ongebruikte lensvloeistof weg 60 dagen na opening. Bewaar het product bij een temperatuur tussen 5 - 30°C en verwijderd van warmtebronnen. Na het plaatsen van de lenzen, spoel de lenshouder met verse lensvloeistof en laat deze drogen aan de lucht. Open de lenshouder niet tijdens het desinfectie-proces. Om contaminatie te vermijden raak niets aan met de dop van de fles, verwijder steeds de lensvloeistof uit de lenshouder na gebruik en vervang deze regelmatig. Het product is steriel tot na opening. **CONTRA-INDICATIE:** Maak geen gebruik van de lensvloeistof in het geval dat u allergisch bent voor één van de ingrediënten. **WAARSCHUWING:** Gelieve het product buiten het bereik van kinderen te bewaren. NIET INNEMEN. Gebruik nooit andere vloeistoffen, (kraan-/fles-) water en/of speeksel bij het onderhoud van contactlenzen, maak altijd gebruik van de lensvloeistof. Gebruik geen oogheelkundige medicijnen samen met uw contactlenzen, tenzij op advies van uw aanpasser. Gelieve de instructies die op de verpakking of op de bijsluiter staan, samen met het advies van uw aanpasser, nauwkeurig op te volgen. **COMPLICATIES:** Bij oogirritatie of een ander ongunstig effect, onmiddellijk de lenzen uittemen en uw aanpasser raadplegen. **BEVAT:** EDTA 0,01%, polyhexamethyleenbiguanide 0,00015%, hydroxiethylcellulose, hyaluronzuur.

**FR CARACTÉRISTIQUES:** La solution "tout en un" contenant du hyaluronate de sodium, convient à tous les types de lentilles de contact souples dotées d'une action antibactérienne et d'élimination des protéines. Grâce au hyaluronate de sodium, la solution offre un équilibre unique entre un effet antibactérien efficace et une hydratation longue durée, ce qui garantit un grand confort de tous les lentilles de contact. **INDICATION:** La solution est idéale pour le nettoyage, la désinfection, le rinçage, le stockage et l'hydratation de toutes les lentilles souples. **INSTRUCTIONS:** Avant de manipuler vos lentilles de contact, lavez-vous les mains et séchez-les. Retirez vos lentilles une par une et mettez-la dans la paume de la main. Pour éviter toute confusion, commencez toujours par la même lentille. Versez suffisamment de solution sur la lentille pour la bien hydrater. Massez pendant 10-15 secondes doucement sur chaque côté de la lentille du bout des doigts. Rincez la lentille abandonnement avec la solution pour l'élimination profonde de tous les dépôts. Remplissez l'étui avec la solution fraîche jusqu'à la marque d'indication et refermez soigneusement l'étui. Répétez cette procédure pour l'autre lentille et laissez les lentilles immergées dans la solution pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Avant d'appliquer la lentille dans l'œil, il est nécessaire de la rincer à l'aide de la solution. En cas des yeux très sensibles ou d'allergies, rincez les lentilles à l'aide d'une solution saline. **PRÉCAUTIONS:** Répétez le nettoyage et changez le liquide si vous gardez les lentilles dans le liquide pendant plus de 7 jours. Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le cachet de sécurité n'est pas intacte avant la première utilisation. Refermez la bouteille après chaque utilisation. Vous pouvez utiliser la solution jusqu'à 60 jours après la première ouverture de la bouteille, jetez le résidu. Conservez le produit à une température comprise entre 5 et 30 ° C et à l'abri des sources de chaleur. Après insertion de la lentille, rincez l'étui avec de la solution et laissez-le sécher à l'air. Ne pas ouvrir le couvercle de l'étui au cours de la désinfection des lentilles de contact. Pour éviter la contamination, ne pas toucher l'embout avec quoi que ce soit; après avoir retiré la lentille de l'étui, videz toujours la solution utilisée et remplacez votre étui régulièrement. La solution est stérile jusqu'à l'ouverture du flacon. **CONTRA-INDICATIONS:** Ne pas utiliser la solution si vous êtes allergique à l'un de ses composants. **AVERTISSEMENT:** Garder le produit hors de portée des enfants. NE PAS AVALER LA SOLUTION. Ne mettez pas la lentille en contact avec de l'eau (du robinet / de bouteille) ou de la salive, mais utilisez toujours le produit d'entretien et ne mélanger pas avec d'autre liquides. Avant d'utiliser un médicament avec des lentilles de contact, consultez votre adaptateur. Veuillez suivre attentivement les instructions sur l'emballage ou sur la notice, ainsi que les conseils de votre adaptateur. **COMPLICATIONS:** En cas de gêne ou d'irritation oculaire ou tout autre effet indésirable, retirez les lentilles, arrêtez d'utiliser la solution, et consultez votre adaptateur. **INGREDIENTS:** EDTA 0,01%, Polyhexaméthylène Biguanide 0,00015%, Hydroxyethylcellulose, Acide hyaluronique.

**DE EIGENSCHAPEN:** Das Pflegemittel ist eine "ALL IN ONE" Lösung, die Hyaluronsäure enthält, die für alle Arten von weichen Kontaktlinsen geeignet ist, mit antibakterieller und proteinentfernender Wirkung. Dank der Hyaluronsäure bietet die Formel eine einzigartige Balance zwischen effektiver antibakterieller Wirkung, überlegenem Komfort und lang anhaltender Hydratation. **ZWECKBESTIMMUNG** Das Pflegemittel ist zum Reinigen, Spülen, Desinfizieren, Aufbewahren und Hydratisieren aller weichen Kontaktlinsen geeignet. **ANWENDUNG:** Bevor Sie mit Ihren Linsen in Kontakt kommen, sollten Sie sich sorgfältig Ihre Hände waschen und trocken. Nehmen Sie Ihre Linsen einzeln heraus und legen Sie die in Ihre Handfläche. Beginnen Sie immer mit der gleichen Kontaktlinse, um Verwachsungen zu vermeiden. Fügen Sie genügend Linsenflüssigkeit hinzu, um die Linse gründlich zu benetzen. Dann reiben Sie die Linse mit Ihrem Fingerspitze für 10-15 Sekunden auf beiden Seiten leicht ein. Spülen Sie gründlich mit Linsenflüssigkeit, um alle Unreinheiten gründlich zu entfernen. Legen Sie die Linsen in den Linsenhalter und füllen Sie die mit frischer Linsenflüssigkeit bis zur Dosierlinie und schließen Sie die vorsichtig. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Linse und lassen Sie die Linsen für mindestens 4 Stunden oder über Nacht in die Lösung eingetaucht. Bevor Sie die Linsen wieder ins Auge setzen, spülen Sie die noch einmal mit Flüssigkeit aus. Bei sehr empfindlichen Augen ist es auch zu empfehlen, die Linse vor dem Einsetzen mit Kochsalzlösung auszuspülen. **ACHTUNG:** Wiederholen Sie die Reinigung und wechseln Sie die Flüssigkeit, wenn Sie die Linsen länger als 7 Tage in der Flüssigkeit halten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Siegel vor dem ersten Gebrauch gebrochen ist oder nach dem Verfallsdatum. Bitte schließen Sie die Flasche nach jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie alle nicht verwendeten Linsenflüssigkeiten 60 Tage nach dem Öffnen. Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 5 - 30 ° C und von Wärmequellen entfernt. Spülen Sie den Linsenhalter nach dem Einsetzen der Linsen mit frischer Linsenflüssigkeit und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bitte öffnen Sie den Behälter während des Desinfektionsvorgangs nicht. Um Kontamination zu vermeiden, berühren Sie nicht die Oberseite der Flasche, entfernen Sie immer die Linsenflüssigkeit aus dem Linsenhalter und ersetzen Sie die regelmäßig. Das Produkt ist bis nach dem Öffnen steril. **KONTRAINDICATIONEN:** Verwenden Sie die Linsenlösung nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren. **WARNUNG:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. SCHLÜCKEN SIE DIE LÖSUNG NICHT. Niemand andere Flüssigkeiten, (Leitungs-/Flaschen-)Wasser und / oder Speichel während der Pflege von Kontaktlinsen verwenden, verwenden Sie immer die Linsenflüssigkeit. Kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser, bevor die Medikamente zusammen mit Ihren Linsen verwenden. Bitte befolgen Sie genau die Anweisungen auf der Verpackung oder der Packungsbeilage, zusammen mit den Ratschlägen Ihrer Kontaktlinsenanpasser. **KOMPLIKATIONEN:** Im Falle von Beschwerden oder Reizung, nehmen Sie die Linsen heraus, verwenden Sie die Lösung nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser. **INHALTSSTOFFE:** EDTA 0,01%, Polyhexamethylenbiguanid 0,00015 %, Hydroxyethylcellulose, Hyaluronsäure.